

Rotor angular para centrifuga 8*15 ml

Código: B2-01-012474-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad
R09	Rotor angular	4000	1700	8*15 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)