

Adaptador para centrifuga Tubo de recoleccion de sangre de 18 x 1,5/2 ml, 18 x 2/3/4 ml

Código: B2-01-012474-R14

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R14
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2147
Capacidad	18*1.5/2ml, 18*2/3/4ml tubos de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 18*1.5/2ml, 18*2/3/4ml blood collecting tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2147

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)