



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 12 x 10 ml

Código: B2-01-012474-R15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad
R15	Rotor angular	4000	2147	12 x 10 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)