

Rotor angular para centrifuga 12 * 1,5 ml/2 ml

Código: B2-01-012474-R17

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad
R17	Rotor angular	4000	1127	12 * 1,5 ml/2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)