

Rotor angular para centrifuga PCR de 2*8*0,2 ml

Código: B2-01-012474-R25

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad
R25	Rotor angular	4000	1073	PCR de 2*8*0,2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)