

Adaptador para centrifuga Tubos de recoleccion de sangre de 24 x 1,5/2 ml y 24 x 2/3/4 ml

Código: B2-01-012475-R12

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R12
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2147
Capacidad	24*1.5/2ml, 24*2/3/4ml tubos de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 24*1.5/2ml, 24*2/3/4ml blood collecting tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2147

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)