

Adaptador para centrifuga Tubo de recoleccion de sangre de 12 x 2/3/4 ml

Código: B2-01-012475-R22

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R22
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	1681
Capacidad	12*2/3/4ml tubos de recolección de sangre

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 12*2/3/4ml blood collecting tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 1681

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)