

## Adaptador para centrifuga Tubo de recoleccion de sangre de 30 x 2/3/4 ml

**Código:** B2-01-012475-R24

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Adapter

### Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R24                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de rotor          | Adaptador                                 |
| Velocidad máxima (rpm) | 4000                                      |
| FCR máxima (xg)        | 2039                                      |
| Capacidad              | 30*2/3/4ml tubos de recolección de sangre |

### Aplicaciones

#### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 30\*2/3/4ml blood collecting tube

#### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2039

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)