

Rotor angular para centrifuga PCR de 4 x 8 x 0,2 ml

Código: B2-01-012475-R27

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R27
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	1342
Capacidad	4*8*0.2ml PCR

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 4*8*0.2ml pcr

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 1342

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)