

Estante para tubos para centrifuga 4 x 100 ml

Código: B2-01-012478-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tube Rack

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Soporte para tubos
Velocidad máxima (rpm)	5000
FCR máxima (xg)	4390
Capacidad	4*100ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ38*116

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Tube Rack
- **capacity:** 4*100ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **RCF (xg):** 4390

3. Check dimensions

Compare the stated tube dimensions with those of the tube you will use.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ38*116

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)