

Rotor oscilante para centrifuga 4*250ml

Código: B2-01-012478-R14

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R14
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	3500
Capacidad	4*250ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ62*126

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **capacity:** 4*250ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

3. Check dimensions

Compare the stated tube dimensions with those of the tube you will use.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ62*126

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)