

Rotor de microplaca para centrifuga 2*2*96 pozos

Código: B2-01-012478-R34

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microplate Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R34
Tipo de rotor	Rotor para microplacas
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	2360
Capacidad	2*2*96 pocillos
Dimensiones del tubo (mm)	Microplaca

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Microplate Rotor
- **capacity:** 2*2*96well

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 2360

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)