



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor para centrifuga 4 x 500 ml

Código: B2-01-010375-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R02	4 x 500 ml	4 x 500 ml	4 x 500 ml	4200	3727

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)