

Rotor para centrifuga 4 tubos de 250 ml (tubos Corning)

Código: B2-01-010375-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R03	4 tubos de 250 ml (tubos Corning)	4 tubos de 250 ml (tubos Corning)	4 tubos de 250 ml (tubos Corning)	4200	3727

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)