

## Rotor para centrifuga Tubo de extracción de sangre al vacío de 96\*3/5 ml

**Código:** B2-01-010375-R12

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor                                              | Capacidad                                          | Velocidad maxima (rpm)                             | FCR max. (xg) | Adaptador |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| R12 | Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml | Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml | Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml | 4200          | 3727      |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)