

Rotor para centrifuga Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml

Código: B2-01-010375-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R13	Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml	Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml	Tubo de extracción de sangre al vacío de 96*3/5 ml	4200	3727

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)