

Rotor para centrifuga 4*96 pozos/2*4*96 pozos

Código: B2-01-010375-R19

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R19	4*96 pozos/2*4*96 pozos	4*96 pozos/2*4*96 pozos	4*96 pozos/2*4*96 pozos	4000	3667

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)