



Dispositivo para ensayos de flexión en 3 puntos

Código: B-01-200-0559

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispositivo para ensayos de flexión en 3 puntos, capacidad: luz de 250 mm, especímenes: planos y redondos varios, selección de tamaño de mordazas: altura y ancho de rodillos de apoyo 50mm

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0559
Tipo	Dispositivo de flexión en 3 puntos
Capacidad	250 mm de luz (distancia)
Muestras / Probetas	Varias Planas y Redondas
Selección de Tamaños de Mordaza	Altura y Ancho de los Rodillos de Soporte: 50mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)