



KIT CAJA MASTER - Puntas filtro esteriles 20 ul - 50 presentaciones

Código: CTN-BellEstRejFilt-20UL

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Oferta mayorista por caja master

Puntas esteriles con filtro 20 ul para pipeteo con filtro. Formato recomendado para compras por volumen o reposicion de stock de laboratorio.

- **Código Cotecno:** CTN-BellEstRejFilt-20UL
- **Contenido caja master:** 96 puntas por rack, 50 racks por caja master.
- **Precio caja master:** \$210.000 bruto referencial.
- **Presentacion individual:** \$5.200 bruto referencial.

Condicion: producto esterilizado en liquidacion, con fecha maxima autorizada 2026-09-15.

Condicion comercial: oferta por liquidacion, stock limitado y Solicita cotización para confirmar disponibilidad, lote aplicable y fecha antes de emitir la venta.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)