



Caja master Tubo PCR 8 filas 0,2 ml - 10 presentaciones

Código: CTN-BellTub8Tpcr-Suz0,2ml-T

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Oferta mayorista por caja master

Tubo PCR 8 filas 0,2 ml para PCR y qPCR. Formato recomendado para compras por volumen o reposición de stock de laboratorio.

- **Código Cotecno:** CTN-BellTub8Tpcr-Suz0,2ml-T
- **Contenido caja master:** 125 tiras PCR por caja, 10 cajas por caja master.
- **Precio caja master:** \$275.000 bruto referencial.
- **Presentación individual:** \$34.400 bruto referencial.

Condición: producto esterilizado en liquidación, con fecha máxima autorizada 2026-11-17.

Condición comercial: oferta por liquidación, stock limitado y Solicita cotización para confirmar disponibilidad, lote aplicable y fecha antes de emitir la venta.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)