



Contador de iones de aire AIC3ST

Código: AIC3ST

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Positivo/negativo - Iones de aire - Contador de iones
Magnitud a medir	Iones de aire
Tipo de campo/señal	Positivo/negativo
Familia de instrumento	Contador de iones
Uso técnico	Iones de aire
Rango / resolución	Hasta 2 millones de iones/cc según descripción de producto.
Cómo elegir	Elegir para medición portátil de iones positivos o negativos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)