



Medidor de miligauss para envios aereos

Código: ASMG

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	DC débil - Campo magnético - Medidor de miligauss
Magnitud a medir	Campo magnético
Tipo de campo/señal	DC débil
Familia de instrumento	Medidor de miligauss
Uso técnico	Envío aéreo
Rango / resolución	Diseñado para verificación de magnetismo en paquetes de envío aéreo.
Cómo elegir	Elegir para comprobar cumplimiento de magnetismo en paquetes para transporte aéreo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)