



Preamplificador para osciloscopio LNA10

Código: LNA10

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Mejora señales pequeñas bajo 1 MHz. - Osciloscopio - Señal eléctrica
Magnitud a medir	Señal eléctrica
Tipo de campo/señal	Osciloscopio
Familia de instrumento	Preamplificador
Uso técnico	Señal baja
Rango / resolución	Mejora señales pequeñas bajo 1 MHz.
Cómo elegir	Elegir para mejorar señales pequeñas antes de visualizarlas en osciloscopio.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)