



Medidor de miligauss DC MGM

Código: MGM

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	DC débil - Campo magnético - Medidor de miligauss
Magnitud a medir	Campo magnético
Tipo de campo/señal	DC débil
Familia de instrumento	Medidor de miligauss
Uso técnico	Campo magnético DC débil
Rango / resolución	Lectura hasta 1 nT (0,01 mG) con rango de 2 gauss.
Cómo elegir	Elegir para campos magnéticos DC débiles de baja intensidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)