



Medidor magnetorresistivo de miligauss MR3 de 3 ejes

Código: MR3

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DC estático 3 ejes - Campo magnético - Medidor magnetorresistivo
Magnitud a medir	Campo magnético
Tipo de campo/señal	DC estático 3 ejes
Familia de instrumento	Medidor magnetorresistivo
Uso técnico	Campo magnético vectorial
Rango / resolución	Mide componentes X, Y, Z y magnitud de campo magnético estático.
Cómo elegir	Elegir cuando se necesita vector y magnitud, no solo una lectura de eje único.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)