



Registrador de datos USB-DL1

Código: USB-DL1

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones técnicas validadas.

Especificación	USB - Registro de datos - Registrador
Magnitud a medir	Registro de datos
Tipo de campo/señal	USB
Familia de instrumento	Registrador
Uso técnico	Datalogging
Rango / resolución	Convertidor analógico-digital de 24 bits para uso por USB.
Cómo elegir	Elegir cuando el flujo requiere registrar señales analógicas en computador.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)