



Medidor de gauss vector/magnitud VGM

Código: VGM

Marca: AlphaLab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Vector/magnitud - Campo magnético - Medidor de gauss
Magnitud a medir	Campo magnético
Tipo de campo/señal	Vector/magnitud
Familia de instrumento	Medidor de gauss
Uso técnico	Campo magnético vectorial
Rango / resolución	Muestra X, Y, Z y magnitud para medición rápida de campo magnético.
Cómo elegir	Elegir para mapeo rápido, línea de 5 gauss MRI o magnetismo residual.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)