

## Bolsas de homogeneización esteriles de 17 x 30 cm para B2-01-010774

**Código:** B2-01-010775

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Bolsas de homogeneización estériles de 17 x 30 cm para B2-01-010774 (100 bolsas por paquete)

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)