



Juego de coronas diamantadas (acople, tubo y corona)

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorios compatibles con Maquina de extraccion de muestras de laboratorio

Especificaciones técnicas

Número de modelo	Diámetro del testigo (Interno)	Rosca
B-01-200-0048.1	38 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.2	50 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.3	75 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.4	100 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.5	150 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.6	200 mm	1¼" x 3P
B-01-200-0048.7	20 mm con adaptador incluido	1¼" x 3P

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)