

Módulo de suministro de aire SC300

Código: SC300A

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Módulo de Suministro de Aire SC300 / SS400

Módulo de Suministro de Aire / Compresor para Olfatómetro SC300 (Provee aire limpio libre de aceite y humedad para la dilución de muestras).

Incluye: carcasa, bomba sin aceite, interenfriador (intercooler), filtro de carbón, secador de aire, microfiltro y regulador de presión.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)