



Equipo de placa de carga 500 kN

Código: B2-01-94-0027

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo para estimar la capacidad portante y el asentamiento del suelo bajo condiciones de carga en terreno. También permite realizar ensayos de carga sobre suelos y componentes de pavimentos flexibles utilizados en el diseño y evaluación de carreteras y aeropuertos.

Características técnicas

- **Capacidad de carga del gato:** 0 a 500 kN.
- **Carrera del gato:** 150 mm.
- **Longitud del puente de medición:** 3.000 mm.
- **Presión nominal de la bomba manual:** 70 MPa.
- **Rango de medición de presión:** 0 a 25 MPa.
- **Rango de medición de desplazamiento:** 0 a 30 mm.

Placas de carga

- **Configuración ASTM D1195:** Ø 306, 458, 610 y 762 mm.
- **Configuración BS 1377-9:** Ø 300, 450, 600 y 750 mm.

Normas de referencia declaradas

ASTM D1194, ASTM D1195, ASTM D1196, BS 1377-9, CNR 92, CNR 146 y DIN 18134.

Nota de configuración: para trabajar con tres relojes comparadores se requieren dos indicadores adicionales de 30 × 0,01 mm y sus respectivos soportes. El alcance exacto de placas, indicadores, soportes y certificado de calibración debe confirmarse en cada oferta.

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-94-0027
Capacidad de carga del gato	0 a 500 kN
Carrera del gato	150 mm
Longitud del puente de medición	3.000 mm
Presión nominal de la bomba manual	70 MPa
Rango de medición de presión	0 a 25 MPa
Rango de medición de desplazamiento	0 a 30 mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Placas para ASTM D1195	Ø 306, 458, 610 y 762 mm
Placas para BS 1377-9	Ø 300, 450, 600 y 750 mm
Normas de referencia declaradas	ASTM D1194, ASTM D1195, ASTM D1196, BS 1377-9, CNR 92, CNR 146 y DIN 18134

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)