



Bloques opcionales para baño seco

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bloque opcional para baño seco, compatible con B2-01-010716.1 y B2-01-010716.2

Modelo	Diámetro del tubo	Cantidad de tubos	Modelo	Diámetro del tubo	Cantidad de tubos
B2-01-010716-B01	6 mm	48	B2-01-010716-B10	26 mm	8
B2-01-010716-B02	7 mm	48	B2-01-010716-B11	28 mm	4
B2-01-010716-B03	10 mm	24	B2-01-010716-B12	40 mm	3
B2-01-010716-B04	12 mm	24	B2-01-010716-B13	tubo de centrifuga de 0,2 ml	48
B2-01-010716-B05	13 mm	24	B2-01-010716-B14	tubo de centrifuga de 0,5 ml	48
B2-01-010716-B06	15 mm	16	B2-01-010716-B15	tubo de centrifuga de 1,5 ml	24
B2-01-010716-B07	16 mm	16	B2-01-010716-B16	tubo de centrifuga de 2,0 ml	24
B2-01-010716-B08	19 mm	12	B2-01-010716-B17	Placa de PCR de 0,2 ml	96
B2-01-010716-B09	20 mm	12	B2-01-010716-B18	Placa ELISA de 0,2 ml	96

El bloque B2-01-010716-B17/B18 solo se utiliza para B2-01-010716.2

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-010716-B01	B2-01-010716-B02	B2-01-010716-B03	B2-01-010716-B04	B2-01-010716-B05	B2-01-010716-B06	B2-01-010716-B07	B2-01-010716-B08	B2-01-010716-B09	B2-01-010716-B10	B2-01-010716-B11	B2-01-010716-B12	B2-01-010716-B13	B2-01-010716-B14	B2-01-010716-B15	B2-01-010716-B16	B2-01-010716-B17	B2-01-010716-B18
Diámetro del tubo	6 mm	7 mm	10 mm	12 mm	13 mm	15 mm	16 mm	19 mm	20 mm	26 mm	28 mm	40 mm	tubo de centrifuga de 0,2 ml	tubo de centrifuga de 0,5 ml	tubo de centrifuga de 1,5 ml	tubo de centrifuga de 2,0 ml	Placa de PCR de 0,2 ml	Placa ELISA de 0,2 ml
Cantidad de tubos	48	48	24	24	24	16	16	12	12	8	4	3	48	48	24	24	96	96



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

El bloque B2-01-010716-B17/B18 solo se utiliza para B2-01-010716.2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)