



Rack portapipetas para lavado y secado de pipetas de laboratorio

Código: B2-01-01-214

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rack portapipetas para lavado y secado de pipetas de laboratorio para lavadora de cristalería de laboratorio compatible con B2-01-012543.1 y B2-01 012543.2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)