

## Cabezal bomba peristaltica kit doble 2x (universal)

**Código:** ACC-CABPER-008

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Kit dual 2x (SKU distinto; no es cantidad 2 del cabezal simple). Solo tubing silicona segun tabla Biobase. Sirve para BT-F, BT-S y BT-L (B2-01-012178 / 012456 / 012216). Se vende aparte.

- **Código Cotecno:** ACC-CABPER-008
- **Código proveedor:** 2xYZ15T
- **Canales:** 2
- **Rodillos:** —
- **Tubing:** 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#
- **Rango de flujo:** 0,005~641 ml/min
- **Drivers compatibles:** BT101 / BT301 / BT601 (.1 .2 .3)
- **Series bomba:** BT-F, BT-S, BT-L
- **Nota:** Kit dual; solo tubing silicona; no es qty 2 del ACC-CABPER-001

### Especificaciones técnicas

| Parametro                | Valor                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Código Cotecno           | ACC-CABPER-008                                                 |
| Código proveedor         | 2xYZ15T                                                        |
| Canales                  | 2                                                              |
| Rodillos                 | —                                                              |
| Especificacion de tubing | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#                                    |
| Rango de flujo (ml/min)  | 0,005~641                                                      |
| Drivers compatibles      | BT101 / BT301 / BT601 (.1 .2 .3)                               |
| Series de bomba Cotecno  | BT-F, BT-S, BT-L                                               |
| Observacion proveedor    | Kit dual; solo tubing silicona; no es qty 2 del ACC-CABPER-001 |
| Fuente                   | Tablas ticket Helpdesk 10112                                   |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)