



Probador de dureza Leeb NOVOTEST T-D3 (Laboratorio) (solo equipo)

Código: NOV-T-D3-Lab

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probador de dureza Leeb NOVOTEST T-D3 (Laboratorio) (solo equipo)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)