

Adaptador para tubo de extracción de sangre de 4×4×4 ml para BellCentRef-H20RII

Código: B2-01-010790

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adaptador para tubo de extracción de sangre de 4×4×4 ml para BellCentRef-H20RII

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)