



Aparato automático de aguja Vicat, 1 punto de medición

Código: 1.0360

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aparato de aguja Vicat controlado por ordenador con 1 punto de medición, totalmente automático. Según la norma EN 196-3

Secuencias de prueba programadas.

Las pruebas se pueden realizar en aire o en baño de agua a temperatura constante (intercambiador de calor y enfriador para temperatura constante del agua).

La unidad registra automáticamente el tiempo de ajuste inicial y final, así como los gráficos de ajuste.

El peso del émbolo y la aguja Vicat es de 300 g $\pm$ 1 g adicionales.

Después de cada penetración, la aguja Vicat se limpia automáticamente.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Código	1.0360
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	280 x 490 x 430 mm
Peso	20 kg
Voltaje	110 - 250 V / 50 - 60 Hz

Componentes y Accesorios

Contenido del suministro

Unidad base como modelo de mesa

Software estándar para secuencias de prueba programables y para registro de datos

1 molde Vicat (anillo cónico de plástico duro) 70/80 mm de diámetro x 40 mm

1 placa base de vidrio, 120 mm de diámetro

1 centrador para moldes Vicat (anillo cónico de plástico duro) 70/80 mm de diámetro x 40 mm

1 par de cepillos de limpieza

1 llave en T, 1,25 mm

1 llave en T, 2 mm

1 placa de vidrio de repuesto, 120 mm de diámetro



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2 agujas de ajuste inicial de repuesto, 1,13 mm de diámetro

Cable serie

Adaptador USB/RS232

Cable de alimentación

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)