



Juego de calorímetros Langavant

Código: 1.0283

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

EN 196-9

EN 196-9 Utilizado para medir el calor de hidratación del cemento mediante el método semi-adiabático

Volumen de suministro:

- 1.0283.00 Calorímetro de prueba Incluye certificado de calibración de fábrica, vaso Dewar diám. 100 x 240 mm, dimensiones externas diám. 180 x 400 mm, con sensor de temperatura Pt100. Peso: 4.6 kg
 - 1.0283.01 Calorímetro de referencia Incluye cilindro de aluminio. Peso: 4.6 kg
 - 1.0283.02 Contenedores para muestras de mortero (1 unidad = 50 pzas.). Dim. diám. 84 x 162 mm. Volumen 880 cm³. Peso: 7.0 kg
 - 1.0283.03 Dispositivo de registro de temperatura Con 4 canales* (1 canal para el calorímetro de referencia y 3 canales para conexión de un máximo de 3 calorímetros de prueba). Para medir, registrar y transmitir los valores de temperatura. Dispositivo de mesa (axpxal) = 140 x 190 x 40 mm. Puerto USB. Peso: 0.5 kg
 - 1.0283.04 Software de análisis Para reportar y editar los valores registrados y almacenados, y para el cálculo del calor de hidratación. Con funciones integrales y una licencia
- Es posible ampliar con otros 4 calorímetros de prueba utilizando una segunda caja de datos de 4 canales (1.0283.03). Se requiere una PC estándar con monitor para operar este sistema, la cual no está incluida en el volumen de suministro

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)