



Contenedor para medidor de actividad del agua de 53.6 mm

Código: B2-01-29-684

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Contenedor para medidor de actividad del agua de 53.6 mm

Altura total: 15.5 mm

Altura de la base: 14.6 mm

Diámetro de la base: 53.6 mm

Diámetro de la tapa: 55.2 mm

Peso aproximado por paquete: 75 g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)