



Bomba peristáltica dispensadora Buller 600 – DSP

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño para ensayos microbiológicos

Modos de inicio rápido integrados en la bomba:

- ◆ Tubo (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
- ◆ Placa Petri (15 mL, 18 mL, 20 mL)
- ◆ Botella (90 mL, 225 mL, 450 mL)

Ergonomía y cómoda

El dispensador ergonómico hace que el agarre sea más cómodo. Dispensado sin esfuerzo con un solo clic.

Se mantiene en su lugar

Un imán oculto dentro de la bomba mantiene el dispensador en su lugar de forma inteligente y ordenada.

Dispensado preciso

Volumen de dosificación preciso de 1 mL a 9999 mL, asegurado por la función de succión inversa.

Calibración fácil

Sin más ingresos repetitivos de números, la bomba Buller 600 carga automáticamente todos los parámetros requeridos. Termine la calibración con un solo toque.

Conforme a ISO 7218

Programa microbiológico integrado conforme a la guía ISO 7218, ideal para dispensar medios y tampón de dilución en todos los ensayos microbiológicos.

Certificación internacional

Certificación CE

Protección IP 33

Certificación RoHS

Garantía de un año

- Certificación CE
- Certificación RoHS
- Certificación IP 33

Número de parte	Descripción
185601-01(02)	Bomba peristáltica dispensadora Buller 600, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US (enchufe EU)
185601-01(02)-DSP	Bomba peristáltica dispensadora Buller 600 - DSP, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US (enchufe EU)
184100-15	Cabezal de bomba de caudal normal, ~1950 mL/min
184100-20	Cabezal de bomba de alto caudal, ~2130 mL/min
185600-10	Dispensador manual, conector DB9, 2 m
185600-51-16	Kit de dispensado (#16) para dispensador manual (incluye boquilla, lastre y soporte)
185600-51-17	Kit de dispensado (#17) para dispensador manual (incluye boquilla, lastre y soporte)
185600-51-25	Kit de dispensado (#25) para dispensador manual (incluye boquilla, lastre y soporte)
185600-41	Pedal, conector DB9, 2 m
185600-48	TYGON S3™ Manguera E-3603, 16#, 15 m / caja
185600-53	TYGON S3™ Manguera E-3603, 17#, 15 m / caja
185600-54	TYGON S3™ Manguera E-3603, 25#, 15 m / caja
185600-55	Manguera Biosicon, 16#, 15 m / caja
185600-56	Manguera Biosicon, 17#, 15 m / caja
185600-57	Manguera Biosicon, 25#, 15 m / caja
184100-48	Manguera PHARMED® BPT, 16#, 7.5 m / caja
185600-49	Manguera PHARMED® BPT, 17#, 7.5 m / caja

Número de parte	Descripción
185600-50	Manguera PHARMED® BPT, 25#, 7.5 m / caja

Especificaciones técnicas

Especificación	Bomba peristáltica dispensadora Buller 600 - DSP, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe EU	Bomba peristáltica dispensadora Buller 600 - DSP, AC100-240V, 50/60Hz, enchufe US
DATOS GENERALES · Caudal máx.	1950 mL/min	1950 mL/min
DATOS DE CONTROL · Temporizador	999h59m59s	999h59m59s
DATOS DE CONTROL · Pantalla	Pantalla táctil de 5"	Pantalla táctil de 5"
DATOS DE CONTROL · Rango	1 ~ 600 rpm	1 ~ 600 rpm
DATOS DE CONTROL · Exactitud	1 %	1 %
DATOS DE CONTROL · Programa	Continuo, Microbiológico, Dispensado, Manual	Continuo, Microbiológico, Dispensado, Manual
DATOS DE CONTROL · Observación	Tipo de control: digital, velocidad variable Canal: 1	Tipo de control: digital, velocidad variable Canal: 1
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	100-240V	100-240V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	80W	80W
DATOS ELÉCTRICOS · Funciones de seguridad	Fusible	Fusible
OTROS DATOS · Peso neto	5.8 Kg	5.8 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	20 x 33 x 24 cm	20 x 33 x 24 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Control remoto RS 232, dispensador manual	Control remoto RS 232, dispensador manual

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Transferencia de líquidos biomédicos
- Farmacéutica

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)