



Equipo de filtración VF 21

Código: 167200-21

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- Filtración, concentración y evaporación, todo en una sola botella.
- Menos transferencias, menos pérdida de muestra.

Número de parte	Descripción
167200-21	VF 21, set de filtración de vidrio de 47 mm para evaporación
167120-31-1	Portafiltro de vidrio (300 mL)
167210-03	Embudo de vidrio, 300 mL
167240-01	Abrazadera de aluminio, 47 mm
167230-31	Malla de soporte de SS, 47 mm
167230-41	Empaquetadura de PTFE, 47 mm
167230-07-1	Base de soporte de vidrio, 47 mm (para junta TS 24/40)
167250-10	Matraz de evaporación, 1000 mL, TS 24/40

Especificaciones técnicas

Especificación	47mm / 50 mm
Material · Embudo	vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	malla de SS con empaquetadura de PTFE
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Matraz de evaporación	Vidrio borosilicato
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	1000 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47mm / 50 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Tamaño de junta	TS 24/40


Especificación	47mm / 50 mm
Especificaciones · Área de filtración efectiva	9.6 cm ²

Aplicaciones

- Experimentos químicos que requieren tanto filtración como concentración, como análisis de fármacos veterinarios, ensayos de pesticidas y análisis de grasas/aceites.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)