



Lavador ELISA BioWasher 100 - T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Lavador ELISA económico

El Biowasher 100 es un lavador manual por gravedad que no necesita electricidad. Ideal para el lavado ELISA a escala de laboratorio de microplacas de 96 pocillos, tiras de 8 tubos o aplicaciones similares.

Todo en uno

El BioWasher 100 - T es un sistema completo que incluye kit de lavado de microplacas, botella para buffer, fuente de vacío (bomba de vacío) y botella de desechos.

Soporte de inclinación inteligente

Un soporte seguro para sostener la placa en posición plana o inclinada, para reducir los residuos de líquido y ser más ergonómico.

Sin contaminación cruzada

El dispensador de 8 canales está diseñado con 2 filas de tubos de distintas alturas para evitar la contaminación cruzada en cada pocillo.

- Tubos cortos: distribuyen la solución de lavado
- Tubos largos: aspiran el líquido de desecho mediante vacío

Durable y autoclavable

Las partes en contacto con el fluido del dispensador de 8 canales están fabricadas en PTFE y SS304, lo que lo hace

resistente a químicos y completamente autoclavable.

- Certificación CE (Lafil 200)
- Certificación RoHS (Lafil 200)
- Protección IP 41 (Lafil 200)

Número de parte	Descripción
196100-01(02)-T	BioWasher 100 - T, lavador de microplacas por gravedad, el set completo incluye: * BioWasher 100, kit de lavado de microplacas * Botella para buffer de PP, 4000 mL * Lafil 200, bomba de vacío * Botella de vacío de PP con conector de acople rápido, 4000 mL * Tubo de silicona
196100-00	BioWasher 100, kit de lavado de microplacas
199100-68	Tubo de silicona, Ø 4.2 x 8 mm, 2m
196100-31	Válvula de flujo para tubería Dynalon® Dura-Clamp, acepta tubería de diámetro exterior 3.2~11 mm
196100-05	Botella para buffer de PP, 4000 mL

Especificaciones técnicas

Especificación	BioWasher 100 - T, lavador de microplacas por gravedad (196100-01-T)	BioWasher 100 - T, lavador de microplacas por gravedad (196100-02-T)
Alimentación	DC12V, 1.5A	DC12V, 1.5A
Potencia máx.	18w	18w
Vacío máx.	213 mbar abs.	213 mbar abs.
Caudal máx.	10 L/min	10 L/min
Nivel de ruido	50dB	50dB
Conector de manguera	ID5	ID5
Peso neto	4.5 Kg	4.5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	75 x 29 x 40 cm	75 x 29 x 40 cm
Dispensador de 8 canales	PTFE, SS304	PTFE, SS304
Soporte de microplacas	acrílico	acrílico
Botella para buffer (4L)	PP	PP
Botella de desechos (4L)	PP	PP

Aplicaciones

- Lavado ELISA
- Lavado de microplacas de 96 pocillos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)