



Buffer KCl 3M

Código: 168103-50

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Buffer KCl 3M de alta calidad
Se entrega certificado COA con cada botella.

Número de parte	Descripción
168103-50	Buffer KCl 3M , 500 ml

Especificaciones técnicas

Especificación	168103-50
Concentración y volumen publicados	Buffer de KCl 3 M, 500 mL

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)