



Buffer pH 10.01

Código: 168100-50

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Alta exactitud: $\pm 0.01\text{pH}$
Se entrega certificado COA con cada botella.

Número de parte	Descripción
168100-50	Buffer pH 10.01 ± 0.01 , 500 ml

Especificaciones técnicas

Especificación	168100-50
Valor nominal, tolerancia y volumen publicados	Solución tampón de pH 10,01 $\pm 0,01$, 500 mL

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)