



Mechero de laboratorio Dragon 200

Código: 177200-00

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Confiable y profesional

- (1) La base metálica asegura estabilidad y es a prueba de derrames.
- (2) Cumple con la normativa de seguridad CE para aparatos a gas.

Llama estable

- (1) El diseño superior de la entrada de gas asegura un suministro suficiente de butano y una llama estable.
- (2) Quema hasta 1300°C durante máx. 60 minutos.

Fácil y seguro

- (1) Accionado por encendedor piezoeléctrico, proporciona llama instantánea con una sola presión.
- (2) Un bloqueo de seguridad adicional brinda seguridad adicional. (Dragon 100)

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
177200-00	Dragon 200, mechero de laboratorio

Especificaciones técnicas

Especificación	177200-00
----------------	-----------

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	177200-00
Temperatura máx.	1300°C
Capacidad del tanque de combustible	35 g
Tiempo de trabajo	60 min
Interruptor de seguridad	Sí
Dimensiones (LxAnxAl)	8 x 12 x 9cm
Peso neto	410 g

Aplicaciones

- Esterilización
- Soldadura
- Calentamiento
- Cocción
- Educación

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)