




Set de mechero de laboratorio Dragon 200-T

Código: 177200-T

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Confiable y profesional

- (1) La base metálica asegura estabilidad y es a prueba de derrames.
- (2) Cumple con la normativa de seguridad CE para aparatos a gas.

Llama estable

- (1) El diseño superior de la entrada de gas asegura un suministro suficiente de butano y una llama estable.
- (2) Quema hasta 1300°C durante máx. 60 minutos.

Fácil y seguro

- (1) Accionado por encendedor piezoeléctrico, proporciona llama instantánea con una sola presión.
- (2) Un bloqueo de seguridad adicional brinda seguridad adicional. (Dragon 100)

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
177200-T	Set de mechero de laboratorio, incluye: ► Mechero de laboratorio Dragon 200 ► Soporte para mechero de laboratorio ► Malla cerámica
177200-10	Soporte para mechero de laboratorio

Número de parte	Descripción
177200-12	Malla cerámica (14×14 cm)

Especificaciones técnicas

Especificación	177200-T
Temperatura máx.	1300°C
Capacidad del tanque de combustible	35 g
Tiempo de trabajo	60 min
Interruptor de seguridad	Sí
Peso neto	1235 g
Dimensiones (LxAnxAl)	15 x 17 x 13 cm

Aplicaciones

- Esterilización
- Soldadura
- Calentamiento
- Cocción
- Educación

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)