



Portafiltro de 1000 mL con soporte de vidrio sinterizado

Código: 167120-38

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ahorra tiempo

El VF 16 / VF 17 puede filtrar y almacenar la solución directamente en una botella de almacenamiento GL 45 sin necesidad de trasvasarla desde el matraz de filtración.

Apto para botella de almacenamiento GL 45

El diseño exclusivo del adaptador de filtración permite conectarlo a botellas de almacenamiento GL 45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml etc.)

Patente, N° M508321

El adaptador de filtración ha obtenido una patente, N° M508321

Ideal para la purificación de líquidos orgánicos y corrosivos, como solventes y fases móviles para análisis HPLC, GC y AA.

Número de parte del producto	Producto
167120-38	Portafiltro de vidrio sinterizado de 1000 ml (Contiene los siguientes 5 elementos)
167210-10	I. Embudo de vidrio de 1000 ml
167240-02	II. Abrazadera de aluminio
167230-11	III. Base de soporte de vidrio sinterizado (Incluye tapón de silicona N° 8)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	167120-38
Embudo	vidrio borosilicato
Base de soporte	vidrio borosilicato
Soporte de membrana	base de soporte de vidrio sinterizado
Abrazadera	aluminio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)