



Portafiltro de 300 mL con soporte de acero inoxidable

Código: 167120-33

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- La malla de acero inoxidable con sello de PTFE sólo necesita una limpieza simple y puede reutilizarse.
- El conector roscado ayuda a retirar rápidamente la manguera de silicona.
- La ventosa de fijación de silicona evita que el matraz receptor se vuelque accidentalmente.
- Purificación de solventes
- Filtración general para microbiología
- Análisis de sólidos suspendidos, etc.

Número de parte	Descripción
167120-33	Portafiltro de vidrio sinterizado de 300 ml (Contiene los siguientes elementos)
167210-03	► Embudo de vidrio de 300ml
167240-01	► Abrazadera de aluminio
167230-31	► Malla de soporte de acero inoxidable
167230-41	► Empaquetadura de PTFE
167230-07	► Base de soporte de vidrio de 47 mm (incluye tapón de silicona N° 8)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	167120-33
Embudo	vidrio borosilicato
Base de soporte	vidrio borosilicato
Soporte de membrana	mallá de acero inoxidable con empaquetadura de PTFE
Abrazadera	aluminio
Tapón	goma de silicona

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)