

Portafiltro de PES LF 3/3a

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Diseño de cierre giratorio sin abrazadera.
- Embudo de PES resistente a impactos y al calor (180°C).
- El diseño ranurado del soporte de membrana favorece la velocidad de filtración.
- Duradero y reutilizable, menos desechos y más rentable.
- LF 3: se adapta a la mayoría de los matraces de laboratorio con tapón de silicona N° 8.
- LF 3a: hay un adaptador GL45 disponible para botellas de vidrio GL45.

Número de parte	Descripción
197000-01	LF 3, portafiltro de PES de 47 mm
197000-02	LF 3a, portafiltro de PES de 47 mm
197000-36	LF 3, kit de tapa de PP
197000-34	Embudo de PES, 300 ml
197000-35	Base de soporte de PC, para LF 3 / LF 5
197000-38	Adaptador para botella de almacenamiento, para LF 3a / LF 5a
167110-16	Tapón de silicona (N° 8), para LF 3 / LF 5

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · LF 3, portafiltro de PES de 47 mm	47 mm · LF 3a, portafiltro de PES de 47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 ml	300 ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Especificaciones · Área de filtración efectiva	12.5 cm2	12.5 cm2
Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (LF 3a)	ID8 (LF 3a)
Material · Embudo	PES	PES
Material · Base de soporte	PC	PC
Material · Soporte de membrana	PP	PP
Material · Tapa del embudo	PP	PP
Material · Tapón de la tapa	silicona	silicona



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Filtración al vacío general
- Succión de desechos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)