

Portafiltro de PES LF 5/5a

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Diseño de cierre giratorio sin abrazadera.
 - Embudo de PES resistente a impactos y al calor (180°C).
 - El diseño ranurado del soporte de membrana favorece la velocidad de filtración.
 - Duradero y reutilizable, menos desechos y más rentable.
 - LF 5 : se adapta a la mayoría de los matraces de laboratorio con tapón de silicona N° 8.
 - LF 5a : hay un adaptador GL45 disponible para botellas de vidrio GL45.
-
- Filtración general
 - Succión de desechos

Número de parte del producto	Producto
197000-06	LF 5, portafiltro de PES de 47 mm
197000-07	LF 5a, portafiltro de PES de 47 mm
200300-36	LF 5, kit de tapa de PP
197000-56	Embudo de PES, 500 ml
197000-35	Base de soporte de PC, para LF 3 / LF 5
167110-16	Tapón de silicona (N° 8), para LF 3 / LF 5

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · LF 5, portafiltro de PES de 47 mm	47 mm · LF 5a, portafiltro de PES de 47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	500 ml	500 ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Especificaciones · Área de filtración efectiva	12.5 cm2	12.5 cm2
Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (LF 5a)	ID8 (LF 5a)
Material · Embudo	PES	PES
Material · Base de soporte	PC	PC
Material · Soporte de membrana	PP	PP
Material · Tapa del embudo	PP	PP

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	47 mm · LF 5, portafiltro de PES de 47 mm	47 mm · LF 5a, portafiltro de PES de 47 mm
Material · Tapón de la tapa	silicona	silicona

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)